


BELSANA

Innovation und Wertigkeit aus Deutschland:

Seit 1991 entwickelt und fertigt BELSANA Medizinische Erzeugnisse mit höchsten Qualitätsstandards moderne und hochwirksame Produkte rund um die Beingsundheit: medizinische Kompressionsstrümpfe nach Maß und in Seriengrößen, kompressive Strümpfe zur Prophylaxe sowie praktisches Zubehör.

BELSANA – Medizinische Kompressionsstrümpfe und modische kompressive Strümpfe exklusiv in Ihrer Apotheke

| | |
|--------------------------------------|--|
| BELSANA microsoft | Modische Kompressionsstrümpfe mit luftig-leichter Mikrofaser |
| BELSANA vivere | Feuchtigkeitsspendende Kompressionsstrümpfe mit innovativer Hautpflege-Technologie |
| BELSANA classic | Starke Kompressionsstrümpfe im klassischen Design |
| BELSANA comfortis | Moderne Kompressionsstrümpfe mit Wohlfühlfaktor |
| BELSANA classic mit Baumwolle | Extra starke Kompressionsstrümpfe mit intensiver Wirkung |
| BELSANA power | Kompressionsstrümpfe für Männer in unauffälliger Rippstruktur |
| BELSANA impuls | Kompressionsstrümpfe in moderner Flachstricktechnik |
| BELSANA cotton | Kompressive Kniestrümpfe mit hautfreundlicher Baumwolle |
| BELSANA sommer Edition | Kompressive Kniestrümpfe mit atmungsaktiver Mikrofaser |
| BELSANA vital Edition | Kompressive Kniestrümpfe mit pflegender Aloe Vera |
| BELSANA 280 den glamour | Kompressive Feinstrümpfe mit blickdichter Optik und perligem Glanz |
| BELSANA evo^{lution} | Moderne Kompressionsstrümpfe, nachhaltig produziert für die Welt von morgen |



gripStar

Spezialhandschuhe zum An- und Ausziehen medizinischer Kompressionsstrümpfe

Griffige Beschichtung
Secure grip

Hautfreundliche
Spezialhandschuhe mit Profil

Für einen sicheren Griff und
zum Schutz des Gestricks

Inklusive Beutel

Special gloves with grip

Facilitate the putting-on and taking-off
of medical compression stockings

Inclusive bag

Größe / Size



BELSANA

2998180815 | Rev. 2/10/19



BELSANA Medizinische Erzeugnisse

Laubanger 23 · D-96052 Bamberg
Wasserfeldstr. 15 · A-5020 Salzburg



Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zu
Produkten und Gesundheitsthemen unter www.belsana.de

Exklusiv
in der
Apotheke

D Anfangs kann das Anziehen medizinischer Kompressionsstrümpfe etwas Mühe bereiten und bedarf deshalb einiger Übung. Die BELSANA gripStar Spezialhandschuhe erleichtern das An- und Ausziehen des Kompressionsstrumpfes und schützen dabei das Gestrick vor ungewollten äußeren Einflüssen, wie sie häufig durch Schmuck oder Fingernägel entstehen. Der robuste Spezialhandschuh mit Profil auf der Handinnenseite sorgt für einen **sicheren Griff** und hilft beim **gleichmäßigen Verteilen** des Gestricks am Bein. Der Handschuh ist atmungsaktiv und angenehm zu tragen. Die **Latexbeschichtung** auf der Handinnenseite hat **keinen direkten Hautkontakt** und kann problemlos von Allergikern getragen werden.

BELSANA gripStar Spezialhandschuhe mit Profil

- schnelleres und einfacheres An- und Ausziehen
- Schutz vor ungewollten äußeren Einflüssen und direktem Sonnenlicht
- Material: 55 % Polyester, 45 % Latex
- Pflege:     
- trocken lagern

Für ein noch leichteres Anziehen empfehlen wir Ihnen zusätzlich zu den Spezialhandschuhen die handliche BELSANA magnide® Anziehhilfe oder den robusten BELSANA Engel (s. nächste Seite).

GB Putting on medical stockings may at first cause difficulty and therefore requires practice. The BELSANA gripStar special gloves make putting on and taking off compression stockings easier and protect the knitted fabric against accidental damage often caused by e.g. jewellery or finger nails. The robust glove with profile on the palm side of the glove provide a secure grip and help distribute the knitted fabric evenly along the leg. The gloves are easy to wear and kind to the skin. The latex coat on the palm side of the glove has no direct skin contact. It can therefore be used by allergy sufferers.

BELSANA gripStar special gloves with grip

- faster and easier to put on or take off compression and support stockings
- protection against accidental damage and direct sunlight
- material: 55 % polyester, 45 % latex
- care:     
- store under dry conditions

To help put on the stockings with even less difficulty, we recommend in addition to the special gloves the practical BELSANA magnide® donning aid or the robust BELSANA angel (see next page).

F L'enfilage des bas médicaux de compression nécessite un effort et un certain entraînement. L'utilisation des gants spéciaux de BELSANA gripStar facilite l'enfilage des bas et permet de protéger le matériau des détériorations pouvant être provoquées par exemple par le port de bijoux ou les ongles des mains. Les gants spéciaux BELSANA sont robustes, pourvus de picots, permettant ainsi d'avoir une bonne prise en main du bas et de pouvoir ajuster le bas sur toute la jambe. Les gants sont thermoactif, ils sont ainsi particulièrement hypoallergéniques et agréables à porter. Le revêtement en latex n'étant pas au contact direct de la peau, les gants peuvent être portés même dans le cas d'allergies.

Gants spéciaux avec picots BELSANA gripStar

- facilitent l'enfilage des bas de compression
- protègent le matériau des détériorations extérieures et directe du soleil
- composition: 55 % Polyester, 45 % Latex
- entretien:     
- conserver dans un endroit sec

Conseil pratique : avec l'enfile-bas de BELSANA magnide® ou l'Ange de BELSANA, l'enfilage de vos bas de compression médicale sera encore plus confortable.

NL Het aantrekken van therapeutische elastische kousen is niet altijd even eenvoudig. De BELSANA gripStar handschoenen zorgen ervoor dat het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen eenvoudiger wordt en beschermt de therapeutische elastische kousen tegen beschadigingen door bijvoorbeeld sierraden of nagels. De BELSANA handschoenen zijn voorzien van extra grip en helpen bij het verdelen van de therapeutische elastische kous over het been. De handschoen is comfortabel draagt en zeer huidvriendelijk. De latex coating aan de binnenzijde van de hand heeft geen direct contact met de huid en kan zonder problemen door mensen met een allergie worden gedragen.

BELSANA gripStar speciale handschoenen met grip

- sneller en gemakkelijker aantrekken van uw therapeutische elastische kousen
- beschermt uw therapeutische elastische kousen tegen beschadigingen en direct zonlicht
- materiaal: 55 % polyester, 45 % latex
- onderhoud:     
- droog te bewaren

Om uw therapeutische elastische kousen nog eenvoudiger aan te trekken raden wij u naast de BELSANA speciale handschoenen tevens de handige BELSANA magnide® aantrekhelp of de BELSANA Engel aan (zie de volgende pagina).

Zusammen mit den BELSANA gripStar Handschuhen erhalten Sie einen praktischen Aufbewahrungsbeutel.

Dieser bietet ausreichend Platz, um unterwegs beide Handschuhe in der Tasche zu verstauen. Aber auch für zu Hause ist der BELSANA gripStar Beutel eine ideale Aufbewahrungsmöglichkeit. Einfach Handschuhe klein zusammenrollen und in den Beutel stecken. So sind Ihre Handschuhe immer leicht auffindbar und optimal vor Verschmutzungen geschützt.



Praktische Tipps für echte Anziehprofis

- Strümpfe möglichst sofort morgens nach dem Aufstehen anziehen, bevor Schwellungen entstehen.
- Auf sorgfältige Maniküre und Pediküre achten und beim An- und Ausziehen auf Schmuck an Händen und Armen verzichten.
- Nicht mit nassen Füßen in die Strümpfe! Außerdem auf fettthaltige Hautpflegemittel verzichten, da sie das Strumpfmateriale angreifen können.
- Legen Sie den Strumpf Stück für Stück an das Bein an. Bitte niemals aufrollen!
- Bitte den Strumpf nicht am Bündchen oder Haftband hochziehen.
- Falls ein Strumpf in der Kniekehle zu eng erscheint, das Gestrick gleichmäßig am Bein verteilen.
- Bei Schenkelstrümpfen: Das Haftband sollte zwei Finger breit unter dem Schritt und unter der Gesäßfalte enden, damit es sich beim Tragen nicht rollt. Bitte legen Sie das Haftband rund um Ihren Oberschenkel auf gleicher Höhe an.
- Bei Kniestrümpfen: Das Bündchen (Oberband) sollte mindestens zwei Finger breit unter dem Knie enden, damit es nicht in der Kniekehle einschneidet. Bitte das Bündchen nicht umklappen.

Das BELSANA Anzieh-Team

Ergänzend zu den BELSANA gripStar Spezialhandschuhen stehen Ihnen folgende BELSANA Anziehhilfen zur Verfügung:



BELSANA magnide® Anziehhilfe für Strümpfe mit offener und geschlossener Spitze

Hohe Gleitfähigkeit durch glattes Oberflächenmaterial. Handlich, praktisch, platzsparend – ideal für unterwegs.



BELSANA Engel für Strümpfe mit offener und geschlossener Spitze

Ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause und bei eingeschränkter Beweglichkeit, z. B. beim Bücken oder Beugen. Stabiler Komplettrahmen mit zwei beweglichen Griffen. In 2 Größen erhältlich.

Alles Wissenswerte zum Thema „Anziehen“ erklärt die BELSANA Anziehfibel, die Ihre Apotheke für Sie bereithält. Anschauliche Video-Anziehleitungen finden Sie unter www.belsana.de.